

THERMAL DISINFECTION BY MEANS A BUILT-IN STEAM GENERATOR						
'X'	VOLTAGE	FREQUENCY	RATED POWER	MAXIMUM POWER	ABSORB CURRENT	MAIN SWITCH
	200V ~	50-60 Hz	2700 W	2050 W	9A	16 A
	200V 3~				7A	
	230V ~		3550 W	2700 W	11A	
	230V 3~	7A				
	400V 3N~			7A		

LEGEND. (Mark with "X" the connections in use)



X	Pos	Description
	A	HOT WATER CONNECTION-3/4"G (TUBE 1/2"G)
	B	COLD WATER CONNECTION-3/4"G (TUBE 1/2"G)
	E1	DRAIN TRAP CONNECTION \varnothing 110 (A WALL)
	F	OMNIPOLAR MAGNETO SWITCH
	G	ELECTRICAL CONNECTION BOX
	H	EQUIPOTENTIAL CLAMP
	I	HOT WATER CONNECTION-1/2"G
	L	COLD WATER CONNECTION-1/2"G

NOTE:



OFFERTA DI RIFERIMENTO: **OL071791LL** CONF. ORD. DI RIFERIMENTO: DATA PRIMA EMISSIONE: **16/11/2007**

OGGETTO: **DESTO SKYLLEROM DELT -**

	 TOLLERANZE GENERALI PER DIMENSIONI ED ELEMENTI PRIVI DI TOLLERANZE SPECIFICHE: UNI ISO 2768 - m	FORMATO FOGLIO	A3	DIS. DA:	Aldighieri
		SCALA	1:30	REV. N.:	01 DEL: 03/12/2007
		PAGINA	1 / 2	DIS. N.:	070047-01
				(Codice)	



REF.	CODE NR.	VERSIO	Q.TY	DESCRIPTION
5	18900256	0000	1	MENSOLA A PARETE
4	119902630	0	1	APPL. SIFONE PARET. STD.AF2.90B DVGW
3	111802002	0	1	AF2.90 LG LAVAP. DISINF. TERMICA - IPSO
2	18006251	0000	1	ARMADIO PASSANTE RISCALDATO 710X400X1300
1	120204305	0	1	CARRELLO PORTASACCO 450X490X805H

NOTE:			
OFFERTA DI RIFERIMENTO: OL071791LL		CONF. ORD. DI RIFERIMENTO	DATA PRIMA EMISSIONE: 16/11/2007
OGGETTO: DESTO SKYLLEROM DELT -			
 <small>disinfection technology</small>	 <small>TOLLERANZE GENERALI PER DIMENSIONI ED ELEMENTI PRIVI DI TOLLERANZE SPECIFICHE: UNI ISO 2768 - m</small>	FORMATO FOGLIO A3	DIS. DA: Aldighieri
		SCALA 1:30	REV. N.: 01 DEL: 03/12/2007
		PAGINA 2 / 2	DIS. N.: (Codice) 070047-01